

BRYNJE^B

100102 / LAB OPEN SHOE BOA®

SNEAKER LOOK

NRGize FOAM

PERFECT FIT

NRGize FOAM

Indlæg i ultrablødt, innovativt materiale for intens energireturnering for hvert skridt, der tages. Indlægget er placeret som en blød kerne i den i forvejen bløde og stødabsorberende mellemsål af EVA-skum ovenpå den stærke, skridhæmmende ydersål af gummi.

INDLÆGSSÅL

En blanding af recycled, upcycled og biobaseret PU-skum med et CoolMax-cover for optimeret åndbarhed.

INDERFØR

Af polyester mesh af 30% recycled materiale for ekstra åndbarhed.

BOA® FIT SYSTEM

Lukkesystem som spænder og løsner skoen på et øjeblik for et perfekt fit.

PrimeFit

Nyudviklet pløs-teknik, der med et tyndt design former sig efter foden og giver et meget behageligt fit.

OVERDEL

Af holdbar og slidstærk mikrofiber, hvoraf 30% er recycled.



**Certificeret
efter ny standard**

EN ISO 20345:2022

HeelCTRL

Indsats i hælen, der stabiliserer hælen og bidrager til et optimalt fit.

FIBERSØMVÆRN


Af kevlar-fibre godkendt til 3 mm søm (PS).

NANOTOE™ TÅVÆRN

Let og slidstærk NanoToe™-tåværn i en kombination af carbon og composite.

TPU PRONOSE

Godkendt ProNose (SC) i ekstra slidstærkt, formstøbt TPU.



Vejledende pris 1.799,-

S1^{PS}

NANO

FIBER

SC

SR

FO

ESD

BOA

SIZE 39-48

