



# Plum Disinfectant 85% Gel

## Hånddesinfektion



Alkoholbaseret hånddesinfektion 85% i gelform.

**Anvendelsesområde** Kan anvendes i alle situationer, hvor der er behov for hånddesinfektion. Især velegnet til brug i industrien, i butikker og på kontorer. Ikke velegnet til brug i sundhedssektoren i Danmark.

Hænderne er vores største smittekilde. Hyppig håndvask og hånddesinfektion i henhold til retningslinjerne mindsker risikoen for smittespredning markant.

**Produktegenskaber** Alkoholbaseret hånddesinfektion i gelform. Reducerer effektivt vegetative bakterier, gærsvampe og vira fra hænderne og minimerer dermed smittespredning. Indeholder 85% denatureret ethanol, denatureret med IPA og T-butanol. Uparfumeret. Indeholder glycerol, der forhindrer udtørring af huden. Opfylder kravene i EN14885.

Dokumenteret effekt:

EN1500 Bactericidal activity ved 30 sek. kontakttid

EN13727 Bactericidal activity ved 30 sek. kontakttid


EN13624 Yeastcidal activity ved 30 sek. kontakttid

EN14476 Activity against enveloped viruses ved 15 sek. kontakttid

EN14476 Virucidal activity against M. norovirus ved 30 sek. kontakttid

**Brugsanvisning** Anvendes på rene og tørre hænder. En passende mængde indgrides i hænderne, så de er fugtige i 30 sekunder. Fordel grundigt på hver finger, mellem fingre, på håndrygge, på håndflader og omkring håndled.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN1500	Bactericidal activity	E. coli	30 sec.
EN13727	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae E. coli	30 sec.
EN13624	Yeasticidal activity	C. albicans	30 sec.
DVV/RKI guidelines of 1.8.2008	Activity against enveloped viruses	Vaccinia virus	15 sec.
EN14476	Virucidal activity against M. norovirus	M. norovirus	30 sec.

Indhold	Ingrediens	Effekt			
	Denatureret ethanol	85%	Aktivt stof		
Opbevaring	Opbevares ved 0-30°C. Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.				
Udseende og duft	Uden farve og parfume.				
Produktionsland	DANMARK				
Anvendelses- og miljø sikkerhed	Biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på <a href="http://www.kiilto.dk">www.kiilto.dk</a> .				
Emballagematerialer	Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt. På <a href="http://www.kiilto.dk">www.kiilto.dk</a> kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.				
Forpackingsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Package type
	6 x 1 l	3766	5701684376621	5701684376614	Pose
	8 x 1 l	3963	5701684396322	5701684396315	Bag-in-box
					
Standard tilbehør	1 l Bag-in-box	4251 MP2000 Modul 1			
	1 l Bag-in-box:	4252 MP2000 Modul 2			
Øvrig information	Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside <a href="http://www.kiilto.dk">www.kiilto.dk</a> eller send en mail til kundeservice på <a href="mailto:info.dk@kiilto.com">info.dk@kiilto.com</a> .				