

77555

Gulvskraber
m/udskiftningskassette,
700mm,Hvid



Denne skraber med dobbeltlæbet cellegummikassette er designet til alle typer rengøring og passer til alle Vikans skafter. Kassetten fjernes nemt i forbindelse med rengøring og udskiftning (serie 77755 eller 77759 udskiftningskassette).

Tekniske data

Varenummer	77555
Materiale	Polypropylen Celle gummi
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Phthalater og bisphenol A bevidst tilsat	Nej
Patent Pending/Patent Nummer	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	320 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde	710 mm
Colli Bredde	295 mm
Colli højde	210 mm
Længde	700 mm
Bredde	80 mm
Højde	110 mm
Nettovægt	0,33 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0103 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,05 kg
Tara total	0,0603 kg
Bruttovægt	0,39 kg
Kubikmeter	0,00616 M3
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	70 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020775550
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020775557
Toldpositionsnummer	96039099

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.